

RNA 上样缓冲液（甲酰胺）使用说明

产品编号: SL2221

保存条件: -20℃储存, 有效期 12 个月。

包装内容:

产品内容	SL2221
RNA 上样缓冲液（甲酰胺）	1mL
说明书	1 份

产品简介:

RNA 上样缓冲液（甲酰胺）是一种变性 RNA 上样缓冲液，以溴酚蓝和二甲苯青 FF 为指示剂。

使用方法

1. 如果 RNA 样品是以干燥沉淀物形式存在，直接用甲酰胺上样缓冲液溶解。如果 RNA 样品是溶液形式，则与等体积的上样缓冲液混匀（例如 5 μ L RNA 样品+5 μ L 甲酰胺上样缓冲液）。
2. 将混合 RNA 样品的上样缓冲液，70℃加热变性 5-15min，立即冰上冷却防止复性。
3. 将样品加入电泳上样孔中。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 注意避免 RNase 污染。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。