

醋酸洋红染色液 使用说明书

产品编号: SL7250

保存: 常温保存, 避光, 保质期 1 年。

产品内容:

产品内容	SL7250
醋酸洋红染色液	100ml/500ml
说明书	1 份

产品说明:

醋酸洋红是一种比较常用的碱性染料, 常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。在观察植物细胞有丝分裂时, 对染色体进行染色, 需要用碱性染液, 此时可以使用醋酸洋红或龙胆紫染液。花粉检测中, 可以采用醋酸洋红检测花粉是否处于单核期。

Coolaber 醋酸洋红染色液主要由高浓度乙酸和洋红(也称胭脂红)组成, pH 呈酸性, 是很好的细胞核、线粒体染色剂。

自备材料:

载玻片、盖玻片

光学显微镜

注意事项:

1. 染完色后, 应立即显微镜下观察。
2. 由于本试剂含有高浓度弱酸, 有刺激性气味, 请注意自我保护。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。