

D'Autoni 碘液 使用说明书

产品编号: SL7800

保存: 常温保存, 避光, 保质期 1 年。

产品内容:

产品内容	SL7800-100mL
D'Autoni 碘	100mL
说明书	1 份

产品说明:

D'Autoni 碘液是碘和碘化钾的水溶液, 与 Lugol's 碘液相似, 多用于粪便检查蠕虫卵、原虫的包囊和滋养体。D'Autoni 碘液中碘的有效含量为 1%, 操作简单, 可连续多天采样检查, 提高检出率, 但结果阴性不完全排除有寄生虫感染。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作或参考如下步骤。
2. 滴 1 滴生理盐水于载玻片左半侧的中央, 滴 1 滴碘液于载玻片右半侧的中央。
3. 用小木棍或火柴杆挑起粪便约 2mg(火柴头大小), 加入生理盐水滴中, 并加入相似量粪便到碘液滴中, 混合粪便与液滴以形成悬液。
4. 用盖玻片盖住液滴, 操作时应首先盖好玻片, 使之与载玻片成一角度, 然后接触液滴边缘, 并轻轻放下盖玻片到载玻片上, 以避免气泡产生。
5. 低倍镜检查, 如需鉴定, 在高倍镜下, 以上下或横向移动方式检查, 使全部盖玻片范围都能被检查到。
当见到生物体或可疑物时, 调至高倍镜以观察其细微的状态。

注意事项:

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
2. 涂片过厚易致粪渣遮住虫体，过薄易存在空白区域。
3. 应注意虫卵不粪便中的异物鉴别。
4. 气温越接近体温，滋养体的活动越明显，必要时可略加温，一般在 15min 检查完毕。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。