

pDR196

载体基本信息

质粒类型：酵母表达载体

载体大小：6406bp

5' 测序引物及序列：

3' 测序引物及序列：


载体抗性：氨苄青霉素

筛选标记：新霉素（G418）

克隆菌株：DH5α 等菌株

宿主细胞（系）：酵母细胞

载体质粒图谱和多克隆位点信息



使用说明：

1. 建议收到质粒后请先转化感受态（克隆菌株），再挑选单菌落重新提取后使用。
2. 转化前请准确查找该质粒对应的抗生素、抗生素浓度、感受态（克隆菌株）和培养温度。
3. 如有必要请测序后使用。

载体序列：

ctagtggatccccgggctgcaggaattcgatatcaagcttatcgataccgtcgacctcgagggggggcccggtaccaattcgcctatagt



Focus on Life Sciences

COOLABER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,LTD

www.coolaber.com

Phone: 400-878-6800

gagtcgtattacgcgcatccagcttggacttctcgcagaggtttggcaagtctcaatcaagggtgctggctgtctacctgccagaaa
ttacgaaaagatggaaaagggtcaaatcgttgtagatacgttggacacttcaataagcgaattcttatgattatgattttattataataa
gtataaaaaataagtgatacaaaatfataagtgactcttaggtttaaaacgaraattcttattcttgagtaactttcctgtaggtcaggttgc
ttctcaggtatagcatgaggtcgtcttattgaccacacctaccggcatccaattcactggcgtcgtttacaacgtcgtgactgggaaaac
cctggcgttaccacttaatgccttgcagcacatcccccttccagctggcgtaatagcgaagaggcccgcaccgatgcccttccaa
cagttgcgcagcctgaatggcgaatggcgcctgatgcggtattttctcttacgcatctgtcgggtatttcacaccgcataatggatcgtactg
ttaccatcattgaatttgaacatccgaacctgggagtttccctgaaacagatagatatttgaacctgtataataatatagtctagcgtttac
ggaagacaatgatgtatttcggttctcggagaaactattgcatctattgcataggaatcttgcacgtcgcacccccggtcattttctgcgttcca
tcttgacttcaatagcatalctttgtaacgaagcatctgtcttattttgtagaacaataatgcaacgcgagagcgttaattttcaacaaga
atctgagctgcaattttacagaacagaatgcaacgcgaaagcgtattttaccaacgaagaatctgtctcattttgtaaaacaaaatgcaa
cgcgagagcgttaattttcaacaagaatctgagctgcaattttacagaacagaatgcaacgcgagagcgtattttaccaacaagaatct
atacttctttttgtctacaaaatgcatcccagagcgtatttttcaaaaagcatcttagattactttttctctttgtgctctataatgagct
ctctgataacttttgcactgtaggtccgttaaggtagaagagctactttgtgtctattttctctcataaaaaagcctgactccacttccc
gcgtttactgattactagcgaagctgcgggtgcaattttcaagataaaggcatccccgattatattctataaccgatgtggattgcgcatactttgtg
aacagaaagtatagcgttgatgattctcattggctcagaaaatfatgaacggttcttctattttgtctctataactacgtataggaaatgtttacatt
ttcgtattgtttcattcactctatgaatagttctactacaattttttgtctaaagagtaactagagataacataaaaaatgtagaggtcaggttt
agatgcaagtcaaggagcgaagggtggtatagggatagacacagagatataagcaagagatactttgagcaatgttt
gtggaagcggatccgaatattttatagctcgttacagctccgggtcgtttttggtttttgaaagtgcgtctcagagcgttttgggtttcaaaag
cgtctgaaatcctatactttctagctagagaatggaactcggaaataggaactcaaaagcgtttccgaaaacgagcgttccgaaaatgcaa
cgcgagctgcgcacatacagctcactgttcacgtcgcacctatctcgtgttgcctgtatataatatacatgagaagaacggcatagtgctg
gtttatgctaaatgcgctactatagcgtctatttatgtaggatgaaaggtagtctagctacccctctgtgatattatccattccatgcggggtatcga
tgctctcagcactaccctttagctgttctatagctgccactcctcaattgattagctcctcctcaatgctatcatttctttgatattggtacga
tccgatgataagctgcaaacatgagaattgggtaataactgataaataaattgaaactcaattttgtgagtttagtatacatgcaattactataat
acagtttttagtttgcgtggccgcatcttctcaaatatgcttccagcctgcttttctgtaacgttaccctctaccttagcatcccttcccttga
agtcccttcaacaataataatgtcagatcctgtagagaccatcatccacgggtctactgttgaccaatgcgtctcccttgcctcctaaacc
cacaccgggtgctcaatcaaccaatcgaaccttcatcttccaccatgctctttgagcaataaagccgatacaaaaatctttgctccttgc
caatgtcaacagtacccttagtatattctccagtagatagggagccctgcatgacaattctgtaacatcaaaagccctctaggttctttgtact
tcttctgccgctgcttcaaacgtaacaatactgggcccaccacaccgtgcaatgctgcccattctgctattctgtataacccc
cagagctactgcaatttactgtattaccaatgtcagcaattttctgctcgaagagtaaaaaatgtacttggcgataatgcttttagcggctta
actgtgccctccatgaaaaatcagcaagatccacatgtgttttagtaaaaaatfaggacctaactgcttcaactaactccagtaattcctt
ggtggtacgaacatccaatgaagcacacaagtttctttctgcatgatataaatagcttggcagcaacaggactaggatgagtagcag
cacgttcttatatgacttctgacatgattatctcgttctcctcatgttttctgtcagttgggtaagaatactgggcaattctatgttctc
aacactacatagctatataaccaatctagctgtctccttctccttctgttctccttctgttggagattaccgaatcaaaaaatfcaaggaaa
ccgaaatcaaaaaaagaataaaaaaaatgatgaattgaaaagctaatcttgaagacgaaaggcctcgtgatacgcctattttataggtt
aatgtcatgataataatggttcttagacgicaggtggcactttcggggaaatgtgcgcggaaccctatttftattttctaaatacatfcaata
tgtatccgctcatgagacaataacctgataatcctcaataatfataaaaggagatgagtafcaacatttccgtgctcccttattcc
ctttttgcggcattttgccttctgttttctcaccagaaacgctggtaagtaaaagatgctgaagatcagttgggtgcacagtggttacc
atcgaactggatcacaacagcggtaagatcctgagagtttgcggcgaagaacgtttccaatgatgagcacttttaaagtctgctatgtggc
gcgggtattatcccgtattgacggggcaagagcaactcggcgcgcatacactattctcagaatgacttgggtgagtaactaccagtcacag
aaaagcatcttacggatggcatgacagtaagagaattatgagtgctgcataaccatgagtgataacactgcggccaacttactctgacaac
gatcggagaccgaaggagctaaccgtttttgcacaacatgggggatcatgtaactgccttgatcgttgggaaccggagctgaatgaag
ccatacaaacgacgagcgtgacaccagatgcctgtagcaatggcaacaacgttgcgcaactattaactggcgaactacttacttagcttc



Focus on Life Sciences

COOLABER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,LTD

www.coolaber.com

Phone: 400-878-6800

ccggcaacaattaatagactggatggaggcggataaagtgcaggaccactctgcgctcggccctccggctggctggtttattgctgataaa
tctggagccggtgagcgtgggtctcgcgggtatcattgcagcactggggccagatggtaagccctcccgtatcgtattctacacgacggg
gagtcaggcaactatggatgaacgaaatagacagatcgcctgagataggtgcctcactgattaagcattggttaactgtagaccaagtftactca
tatatactttagattgatttaaaacttcatttttaaaaggatctaggtgaagatccttttgataatctcatgacaaaaatcccttaacgtgagttt
cgttccactgagcgcagaccccgtagaaaagatcaaggatcttcttgagatcctttttctgcgcgtaactctgctgcttcaaaaaaaac
caccgtaccagcgggtggtttgttccggatcaagagctaccaactcttttccgaagtaactggcttcagcagagcgcagataccaaatac
tgttctctagttagccgtagttaggccaccactcaagaactctgtagcaccgcctacatacctcgtctgctaactctgtaccagtggctgct
gccagtggcgataagtcgtgtcttaccgggttgacicaagcagatgttaccggataaggcgcagcggctgggctgaacggggggtctgt
gcacacagcccagctggagcgaacgacctacaccgaactgagatactacagcgtgagctatgagaaaagcggcagctcccgaaaggga
gaaaggcggacaggtatccggttaagcggcagggtcggaacaggagagcgcacgaggagcctccagggggaaacgcctggatctttat
agtctctgctgggttccacactctgactgagcgtcattttgtgatgctcgtcaggggggcggagcctatggaaaaacgccagcaacgcg
gcctttttacggctcctggccttttctgctgacatgttcttctcgttatccctgattctgtgataaccgtattaccgctttgagtg
agctgataaccgctcggcgcagccgaacgaccgagcgcagcagtcagtgagcaggaagcggagagcggccaatacgaaccgcct
ctcccgcgctggccgattcaatagcagctggcagcagaggttcccactggaaagcgggagtgagcgaacgcaataatgtgag
ttagctactcattaggcaccggctttacactttatgcttccggctcgtatgtgtggaattgtgagcggataacaattcacacaggaaac
agctatgaccatgattacccaagcttctgaaacggagaaacataaacaggcattgctgggatcaccatacactctgttttgcctgacct
ttccggttaattgaaaaaaacccggctcgaagcggagatccggcgataattaccgcgaaataaacccatacacgagacgtagaaccag
ccgcacatggccggagaaactcctgcgagaattcgtaaactcgcgcgcatgcatctgtatttctaatgcccactccaggcctcagatga
gaccgttatccattgctttttgtgtcttttccctcgttcacagaaagtctgaagaagctatagtagaactatgagctttttgttctgttttctttt
ttttttacctctgtgaaattgtfactctcacactctttagtctgtttgtttgtttattccaattatgaccggtgacgaaacgtggtcgtggtgg
gtaccgcttatgctcccctccattagtttcgattatataaaaaggccaaatattgtatttttcaaatgctctatcattatcgtetaacatetaatttctct
taaattttctctttcttctataacaccaatagtgaaaatctttttctctatactacaaaaactttttttctatcaacctcgttgataaattttcttt
aacaatcgttaataattaattaattgaaaataaccatfttttctctttatacacacattcaaaagaagaaaaaaatatacccagcctcga