



## 使用说明

- 1.收到质粒后请先转化感受态（克隆菌株），再挑选单菌落重新提取后使用。
- 2.转化前请准确查找该质粒对应的抗生素、抗生素浓度、感受态（克隆菌株）和培养基温度。
- 3.如有必要请测序后使用。

## 载体序列:

```
ACGTTATCGACTGCACGGTGCACCAATGCTTCTGGCGTCAGGCAGCCATCGGAAGCTGTGGTATGGCT
GTGCAGGTCGTAAATCACTGCATAATTCGTGTGCTCAAGGCGCACTCCCGTTCTGGATAATGTTTTTT
GCGCCGACATCATAACGGTTCTGGCAAATATTCTGAAATGAGCTGTTGACAATTAATCATCGGCTCGTA
TAATGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAATTCACACAGGAAACAGTATTCATGTCCCCTATACTAGGT
TATTGGAAAATTAAGGGCCTTGTGCAACCCACTCGACTTCTTTTGAATATCTTGAAGAAAAATATGA
AGAGCATTGTGATGAGCGCGATGAAGGTGATAAATGGCGAAACAAAAAGTTTGAATTGGGTTTGGAG
TTTCCCAATCTTCCTTATTATATTGATGGTGTATGTTAAATTAACACAGTCTATGGCCATCATACTTATAT
AGCTGACAAGCACAACATGTTGGGTGGTGTCCAAAAGAGCGTGCAGAGATTTCAATGCTTGAAGGA
GCGGTTTTGGATATTAGATACGGTGTTCGAGAATTGCATATAGTAAAGACTTTGAAACTCTCAAAGTT
GATTTTCTTAGCAAGCTACCTGAAATGCTGAAAATGTTTGAAGATCGTTTATGTCATAAAACATATTTA
AATGGTGTATCATGTAACCCATCCTGACTTCATGTTGTATGACGCTCTTGATGTTGTTTTATACATGGACC
CAATGTGCCTGGATGCGTTCCCAAATTAGTTTGTTTTAAAAACGTATTGAAGCTATCCACAAATTG
ATAAGTACTTGAAATCCAGCAAGTATATAGCATGGCCTTTCAGGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTGGT
GGCGACCATCCTCCAAAATCGGATCTGGTTCGCGTGGATCCCCGGAATCCCGGGTCTGACTCGAGCG
GCCGCATCGTACTGACTGACGATCTGCCTCGCGCGTTTCGGTGATGACGGTGAAAACCTCTGACAC
ATGCAGCTCCCGGAGACGGTCACAGCTTGTCTGTAAGCGGATGCCGGGAGCAGACAAGCCCGTCAG
GGCGCGTCAGCGGGTGTGGCGGGTGTGCGGGCGCAGCCATGACCCAGTCACGTAGCGATAGCGGA
GTGTATAATTCTTGAAGACGAAAGGGCCTCGTGATACGCCATTTTTTATAGGTTAATGTCATGATAATAA
TGGTTTCTTAGACGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTATTTTTCT
AAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAG
GAAGAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATCCCTTTTTTGCGGCATTTCCTTCCTGTT
TTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTT
ACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTTCCAATG
ATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGTGGCGCGGTATTATCCCGTGTGACGCCGGGCAAGAGCAACT
CGGTGCGCCGATACACTATTCTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTCACCAGTCACAGAAAAGCATCTTA
CGGATGGCATGACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAAACTGCGGCCAAC
TTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCACAACATGGGGGATCATGT
AACTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGACACCACG
```



Focus on Life Sciences

COOLABER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,LTD

[www.coolaber.com](http://www.coolaber.com)

Phone: 400-878-6800

ATGCCTGCAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAACCTATTAAGTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCG  
GCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTCCG  
GCTGGCTGGTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACT  
GGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATG  
AACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAGTT  
TACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACCTTCATTTTAAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTT  
TGATAATCTCATGACCAAAAATCCCTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAA  
AGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAACCA  
CCGCTACCAGCGGTGGTTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAAGTGGCTT  
CAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACT  
CTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGT  
CGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCTGGGCTGAACGGG  
GGGTTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAG  
CTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTC  
GGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCCGGT  
TTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAAC  
GCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCTGCG  
TTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGA  
ACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTA  
CGCATCTGTGCGGTATTTACACCGCATAAATCCGACACCATCGAATGGTGCAAAACCTTTTCGCGGT  
ATGGCATGATAGCGCCGGAAGAGAGTCAATTCAGGGTGGTGAATGTGAAACCAGTAACGTTATACG  
ATGTCGCAGAGTATGCCGGTGTCTCTTATCAGACCGTTTCCCGCGTGGTGAACCAGGCCAGCCACGTT  
TCTGCGAAAACGCGGGAAAAAGTGGAAAGCGGCGATGGCGGAGCTGAATTACATTCCCAACCGCGTG  
GCACAACAACCTGGCGGGCAAACAGTCGTTGCTGATTGGCGTTGCCACCTCCAGTCTGGCCCTGCAG  
CGCCGTCGCAAATTGTCGCGGCGATTAATCTCGCGCCGATCAACTGGGTGCCAGCGTGGTGGTGTGCG  
ATGGTAGAACGAAGCGGCGTCAAGCCTGTAAAGCGGCGGTGCACAATCTTCTCGCGCAACGCGTCA  
GTGGGCTGATCATAACTATCCGCTGGATGACCAGGATGCCATTGCTGTGGAAGCTGCCTGCACTAAT  
GTTCCGGCGTTATTTCTTGATGTCTCTGACCAGACACCCATCAACAGTATTATTTCTCCCATGAAGAC  
GGTACGCGACTGGGCGTGGAGCATCTGGTCGATTGGGTCAACAGCAAATCGCGCTGTTAGCGGGCC  
CATTAGTTCTGTCTCGGCGCGTCTGCGTCTGGCTGGCTGGCATAAATATCTCACTCGCAATCAAATTC  
AGCCGATAGCGGAACGGGAAGGCGACTGGAGTGCCATGTCCGGTTTTCAACAAACCATGCAAATGCT  
GAATGAGGGCATCGTCCCACTGCGATGCTGGTTGCCAACGATCAGATGGCGCTGGGCGCAATGCGC  
GCCATTACCGAGTCCGGGCTGCGCGTTGGTGCGGATATCTCGGTAGTGGGATACGACGATAACGAAGA



Focus on Life Sciences

COOLABER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,LTD

[www.coolaber.com](http://www.coolaber.com)

Phone: 400-878-6800

---

CAGCTCATGTTATATCCCGCCGTTAACCACCATCAAACAGGATTTTCGCCTGCTGGGGCAAACCAGCG  
TGGACCGCTTGCTGCAACTCTCTCAGGGCCAGGCGGTGAAGGGCAATCAGCTGTTGCCCGTCTCACT  
GGTGAAAAGAAAAACCACCCTGGCGCCAATACGCAAACCGCCTCTCCCCGCGCGTTGGCCGATTCA  
TTAATGCAGCTGGCACGACAGGTTTCCCGACTGGAAAGCGGGCAGTGAGCGCAACGCAATTAATGTG  
AGTTAGCTCACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCGTATGTTGTGTGGAATT  
GTGAGCGGATAACAATTTACACACAGGAAACAGCTATGACCATGATTACGGATTCACTGGCCGTCGTTT  
TACAACGTTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCGTTACCCAACCTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTC  
GCCAGCTGGCGTAATAGCGAAGAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATG  
GCGAATGGCGCTTTGCCTGGTTTCCGGCACCCAGAAGCGGTGCCGAAAGCTGGCTGGAGTGCATCT  
TCCTGAGGCCGATACTGTCGTCGTCCCCTCAAACCTGGCAGATGCACGGTTACGATGCGCCCATCTACA  
CCAACGTAACCTATCCCATTACGGTCAATCCGCCGTTTGTTCACCGGAGAATCCGACGGGTGTTACT  
CGCTCACATTTAATGTTGATGAAAGCTGGCTACAGGAAGGCCAGACGCGAATTATTTTTGATGGCGTT  
GGAATT