

## DKW/胡桃培养基基盐（不含维生素）

产品编号：PM1390

英文名称：DKW/Juglans Base Salts

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，干粉 3.7g/L，加 5ml/L 200×钙工作液。

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

干粉混合物	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	265	FeNaEDTA	44.63
	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1559	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	4.8
	MgSO <sub>4</sub>	361.49	MnSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	33.8
	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	1416	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O	0.39
	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	0.25	ZnSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O	17
钙工作液	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> .4H <sub>2</sub> O		1964	
	CaCl <sub>2</sub>		112	

产品应用：根据需要额外添加碳源（蔗糖等）、凝胶（琼脂、植物凝胶等）、植物激素等，用于植物组织培养实验。

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求定制植物培养基，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。