

## 改良山崎营养液使用说明书

产品编号：NS1120-500L

产品储存：常温运输；2-8℃保存 6-12 个月；长期保存-20℃。

产品组成：

产品组成	NS1120-500L
成分 A: 改良山崎营养液微量元素 (500×)	1L
成分 B: 改良山崎营养液大量元素 (500×)	1L
成分 C: 改良山崎营养液 pH 缓冲液 (500×)	1L
说明书	1 份

使用方法：

1. 分别取 成分 A 、B、C 各 2mL 加入到 994mL 蒸馏水中，即得 pH 值约为 6.0 的改良山崎营养液 1000 mL。
2. 配制其它体积工作液，按比例依次加入混匀。

组分含量表：

原料名称	改良山崎营养液	缺氮改良山崎	1/5 氮改良山崎	1/2 氮改良山崎
含量	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
四水硝酸钙	236	-	47.2	118
硝酸钾	252.5	-	50.5	126.25
磷酸二氢铵	-	-	-	-
磷酸二氢钾	68	68	68	68
硝酸铵	40	-	8	20
七水硫酸镁	123	123	123	123
EDTA-NaFe(三价铁)	36.7	36.7	36.7	36.7
硼酸	2.86	2.86	2.86	2.86
四水硫酸锰	2.13	2.13	2.13	2.13
七水硫酸锌	0.22	0.22	0.22	0.22
无水硫酸铜	0.08	0.08	0.08	0.08
一水钼酸 (原四水钼酸铵)	0.003	0.003	0.003	0.003
氯化钙	-	111	88.8	55.5
硫酸钾	-	218	174.4	109